

キューブ名	設置状況	励起法	励起フィルター	ダイクロイック ミラー	吸収フィルター	蛍光観察
<u>U-MWU</u>	常時設置	U励起	330-385	400	420	DAPI、hoechest
<u>U-MNIBA</u>		IB励起	470-490	505	515-550	FITC,GFP
<u>U-MWIG</u>		IG励起	520-550	565	580IF	Rohdamine、PI
<u>U-MWBV</u>	要交換	BV励起	455	455	475	quinacrine、thioflavineS
<u>U-MSWB</u>		B励起	420-480	500	515	Keima-Red