

溶媒と混合溶液	
水+アセトニトリル+メタノール+低濃度ギ酸	◎
水+アセトニトリル+メタノール+低濃度TFA	◎
アセトニトリル	◎
アセトン	△
0.1%酢酸	○
水酸化アンモニウム	×
ベンゼン	×
ブタノール	◎
n-ブチルアルコール	◎
クロロホルム	△
シクロヘキサン	△
ジクロロメタン	△
DMSO	◎
酢酸エチル	◎
エタノール	◎
ジエチルエーテル	△
塩酸	×
n-ヘキサン	△
n-ヘプタン	◎
イソプロピルアルコール	◎
イソブチルアルコール	◎
メタノール	◎
ニトロベンゼン	×
ペンタン	◎
石油エーテル	◎
n-プロピルアルコール	◎
1-プロパノール	◎
ピリジン	◎
トリフルオロ酢酸	×
0.1%トリフルオロ酢酸	○
トルエン	×

◎: 対応

○: 対応するが、使用後にメンテナンスが必用

△: 対応するが、注意が必要(職員に相談してください。)

×: 使用不可